




362 Rayotensor avec manche en bois vernis de protection, câble de connexion , ressort, pour PS - Pour la détection et la navigation dans les menus.

212.00 € TTC



Le Rayotensor avec manche en bois a été spécialement développé pour le Rayocomp PS 10 et PS 100 ainsi que pour le Rayocomp PS 1000. Le manche en bois sert à protéger le thérapeute. On évite ainsi le contact avec le spectre de fréquences du patient.

Un bouton de commande à 4 positions a été intégré au manche en bois. Il permet de commander l'appareil de biorésonance pendant le processus de test et d'harmonisation. On peut par exemple régler la fréquence suivante et mémoriser celle en cours pour pouvoir s'en resservir lors d'analyses suivantes. Cette fonction facilite l'utilisation énormément et accélère le processus de test de manière considérable.

Pour se tester soi-même, le Rayotensor peut être utilisé en touchant la surface métallique, comme s'il s'agissait d'un détecteur de main.

Vendu avec câble de connexion, vernis de protection et ressort.