



4000 Fauteuil de thérapie cuir noir, détecteur intégré - en hêtre massif et cuir noir écologique, détecteur intégré

3480.00 € TTC □

Enfin! Pour un travail professionnel avec la biorésonance d'après Paul Schmidt, nous pouvons désormais vous proposer un fauteuil de thérapie avec table assortie convenant parfaitement au Rayocomp.



Habituellement les patients sont connectés par deux détecteurs aux mains et aux pieds, ou bien par quatre détecteurs scratch, pour que les fréquences soient appliquées de la meilleure façon à l'organisme. Une autre possibilité consiste en l'utilisation d'un détecteur agissant sur une grande surface. Malheureusement le patient se trouve alors souvent limité dans sa liberté de mouvements à cause des câbles de connexion. En utilisant le nouveau fauteuil de thérapie, les détecteurs supplémentaires deviennent inutiles, puisqu'il possède un grand nombre de détecteurs intégrés. Ils se trouvent dans le revêtement en cuir écologique, traité exclusivement par des produits naturels. Ces détecteurs intégrés (localisés dans les zones qui correspondent à la tête, au dos, aux jambes et aux pieds) garantissent un transfert de fréquences optimal. Lorsque le patient s'étend sur ce fauteuil, les spectres de fréquences sont appliqués sur toute la partie dorsale, tout au long de la colonne vertébrale. Le fauteuil de thérapie est utilisable en position assise et couchée, de manière à ce qu'il se forme une ligne de coeur soutenant le système cardiovasculaire. Le fauteuil de thérapie, tout comme la table assortie, est fait en bois massif, pour ne pas augmenter l'électrosmog. Il convient aux patients de toutes les tailles, petites et grandes.

Il existe deux modèles (les deux étant en bois massif): revêtement cuir écologique (traité exclusivement avec des matériaux naturels) et équipé de détecteurs intégrés, et un second modèle en imitation cuir, sans détecteurs intégrés.

Le modèle en imitation cuir nécessite de connecter le patient par détecteurs aux pieds ou aux mains comme d'habitude.

Pour que les appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt puissent être placés sans difficulté près du fauteuil, nous vous proposons une table assortie. Elle est assez grande pour que l'on puisse y poser un Rayocomp PS 1000 polar ou bien un Rayocomp PS 10, ainsi que les accessoires souvent utilisés: senseurs, détecteurs spéciaux, etc.

Attention, les appareils figurant sur l'illustration ne sont pas fournis avec le fauteuil. Cuir écologique en matériau naturel avec détecteurs intégrés, bois massif.