



EXTRAORDINAIRE SAS au capital de 10000 EUR  
Bureaux : Place Ramon Lull 66500 Prades - Siège : Le Puch 66730 SOURNIA  
RC Perpignan 788 751 634 - TVA FR54788751634  
Tel. (33)(0)9 77 40 05 85 - contact@extrao.fr - http://www.extrao.fr

32714 [Rayonator avec réglage spécial, 7 fréquences](#) - Inclus, détecteur boule et câble de connexion 1.5 m 522.62 € TTC

Une des méthodes les plus efficaces au sein de la biorésonance d'après Paul Schmidt est représentée par le test des valeurs de plages. Il s'agit de tester le spectre individuel nécessaire de résonances et de l'harmoniser ensuite.

Lors des séries de tests, il s'avère fréquemment qu'il existe des fréquences fondamentales tenaces qui nécessitent une harmonisation. Il est possible de préréglager ces fréquences sur le Rayonator, de manière à ce qu'elles soient directement et rapidement disponibles pour une harmonisation.

On peut préréglager jusqu'à 10 fréquences fondamentales différentes sur un Rayonator.

Un Rayonator avec réglage spécial est fabriqué sur mesure, selon vos indications. L'appareil est vendu avec un détecteur boule et un câble de connexion de 1,5 m.